



AeroChamber
Plus **Flow-Vu**
Anti-Static Valved Holding Chamber
SMALL MASK / MEDIUM MASK



Trudell Medical International
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6Y 5G4
customer.service@trudellmed.com
+1-519-455-7060
+1-519-455-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

NEDERLANDS

WAARVOOR GEBRUIKT?

Deze voorzetkamer is bedoeld voor gebruik in combinatie met een inhalator om een afgemeten dosis medicatie via verstuiving aan uw longen af te geven, zoals voorgeschreven door uw arts.

TIPS

- 1 Geef positieve feedback en een beloning, als u deze behandeling bij een kind uitvoert.
- 2 Demonstreer het gebruik van de voorzetkamer eerst op een knuffel of een pop zodat het een spelletje lijkt.
- 3 Indien mogelijk, voer de behandeling dan uit als het kind vrolijk en tevreden is en niet als het huilt.

Eenvoudig te gebruiken patiëntenvideo's verkrijgbaar op www.aerochamber.com

HOE UW NIEUWE VOORZETKAMER TE GEBRUIKEN

Zodra u de voorzetkamer uit de verpakking haalt, is hij klaar voor gebruik. Vóór gebruik dient u deze instructies en de bij de inhalator geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

- 1 De voorzetkamer vóór gebruik grondig inspecteren. Vervang deze onmiddellijk als er een defect wordt waargenomen.
- 2 Verwijder het beschermkapje van de inhalator.
- 3 Schud de inhalator vlak voor gebruik volgens de bijgevoegde instructies.
- 4 Steek de inhalator in het achterstuk van de voorzetkamer.
- 5 Plaats het masker op het gezicht en zorg dat het goed aangesloten is. De **Flow-Vu** indicator beweegt alleen als het masker goed op het gezicht van het kind aansluit.
- 6 Druk op de inhalator aan het begin van een langzame ademhaling terwijl de **Flow-Vu**-indicator in de richting van het kind beweegt. Gebruik de **Flow-Vu**-indicator om het aantal ademhalingen te tellen. Zorg ervoor dat het masker goed aangesloten blijft tijdens 5 – 6 ademhalingen nadat de inhalator is ingedrukt. Dien één (1) puffje tegelijk toe.
- 7 Volg de instructies geleverd bij de inhalator om te weten hoe lang u moet wachten voordat u stap 3 – 6 kunt herhalen.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Zodra u de voorzetkamer uit de verpakking haalt, is hij klaar voor gebruik. Daarna dient hij wekelijks gereinigd te worden.

- 1 Verwijder het achterstuk. U kunt het voorstuk loskoppelen door de voorzetkamer te draaien, zoals boven weergegeven.
- 2 Laat de delen 15 minuten weken in een milde oplossing van vloeibaar afwasmiddel en schoon, lauwwarm water. Beweeg ze voorzichtig heen en weer. Spoel de delen met schoon water af.
- 3 OF Plaats de delen in het bovenste rek van een vaatwasser. Controleer of het product stevig rechtop staat, zoals afgebeeld. Verwijder het product uit de vaatwasser nadat de reiniging is voltooid.
- 4 Schud het overtollige water uit de delen en laat ze verticaal aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat de delen droog zijn, voordat u ze weer in elkaar zet.
- 5 Zet het product weer in elkaar door het voorstuk op het uiteinde van de voorzetkamer aan te brengen en stevig te draaien totdat het onderdeel goed vastzit.

- Opmerkingen:
- Het product dient na 12 maanden gebruik te worden vervangen.
 - Dit product bevat geen latex.
 - Deel dit medisch apparaat niet met anderen.
 - Als u merkt dat er zich medicatie in de voorzetkamer heeft opgehoopt, reinig dan de binnenkant van de voorzetkamer voorzichtig met een zacht doekje.
 - Reiniging in een vaatwasser met erg vuile borden wordt niet aanbevolen.
 - Gebruik een spoelmiddel als u het product reinigt in de vaatwasser.
 - Vaatwasser goedgekeurd tot 70°C.
 - ⚠ **Voorzorgsmaatregelen:**
• Laat de voorzetkamer niet onbewaakt achter bij kinderen. Dit is geen speelgoed.