



AeroChamber
Plus **Flow-Vu**
Anti-Static Valved Holding Chamber
SMALL MASK / MEDIUM MASK



Trudell Medical International
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6V 5G4
customer.service@trudellmed.com
+1-519-455-7060
+1-519-455-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF

ESPAÑOL

FINALIDAD DE USO

Esta cámara ha sido diseñada para ser usada junto con un inhalador de dosis medida que suministra medicamento en aerosol a los pulmones, según las indicaciones del médico.

CONSEJOS

- 1 Motive en forma efusiva.
- 2 Use ositos de peluche o muñecas para 'imitar' el uso de la cámara para que parezca como un juego.
- 3 Si es posible, aplique el tratamiento cuando el niño esté contento y no cuando esté llorando.

Videos para el paciente fáciles de usar disponibles en www.aerochamber.com

CÓMO USAR SU NUEVA CÁMARA

Esta cámara puede usarse directamente después de retirarla del paquete. Antes de usarla, asegúrese de haber leído estas instrucciones y las instrucciones proporcionadas con el inhalador.

- 1 Antes de utilizar, examine cuidadosamente la cámara. Reemplace de inmediato si observa algún defecto.
- 2 Retire la tapa del inhalador.
- 3 Agite el inhalador inmediatamente antes de cada uso según las instrucciones proporcionadas.
- 4 Inserte el inhalador en la pieza trasera de la cámara.
- 5 Coloque la máscara en la cara y asegúrese de que quede bien sellada. El indicador **Flow-Vu** sólo se mueve si el niño tiene un buen sellado.
- 6 Presione el inhalador al comienzo de una inhalación lenta mientras el indicador **Flow-Vu** se mueve hacia el niño. Utilice el indicador **Flow-Vu** para contar las inhalaciones. Mantenga el sellado durante 5 a 6 inhalaciones después de presionar el inhalador. Administre una (1) bocanada por vez.
- 7 Siga las instrucciones proporcionadas con el inhalador con respecto al tiempo que debe pasar antes de repetir los pasos 3 a 6.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Esta cámara puede usarse directamente después de retirarla del paquete. Debe limpiarse semanalmente.

- 1 Retire la parte trasera. Para separar la parte delantera, gire la cámara como se muestra arriba.
- 2 Ponga las partes en una solución suave de detergente líquido y agua limpia y tibia durante 15 minutos. Agite suavemente. Enjuague las piezas con agua limpia.
- 3 Coloque las partes en la rejilla superior del lavavajillas. Asegúrese de que el producto esté firmemente colocado hacia arriba como se muestra en la imagen. Retírelo del lavavajillas cuando finalice.
- 4 Sacuda el exceso de agua y deje secar al aire libre en posición vertical. Asegúrese de que las piezas estén secas antes de volverlas a armar.
- 5 Para volver a armarlo, adapte la parte delantera al final de la cámara y gire firmemente hasta que esté asegurada y bloqueada en posición.

Notas:

- El producto debe reemplazarse después de 12 meses de uso.
- Este producto no contiene látex.
- No compare este dispositivo médico.
- Si nota una acumulación del medicamento en la cámara, lave el interior de la cámara delicadamente con un paño suave.
- No se recomienda lavarlo con platos demasiado sucios.
- Si lo limpia en un lavavajillas, enjuáguelo.
- Lavavajillas validado hasta 70°C.

Precauciones:
• No deje la cámara sin supervisión en presencia de niños. No es un juguete.