



AeroChamber
Plus **Flow-Vu**
Anti-Static Valved Holding Chamber
SMALL MASK / MEDIUM MASK



Trudell Medical International
725 Third Street, London, Ontario,
Canada N6V 5G4
☎ customer.service@trudellmed.com
☎ +1-519-455-7060
☎ +1-519-455-6478
www.trudellmed.com



Trudell Medical International Europe Limited
BioCity Nottingham, Pennyfoot Street,
Nottingham, United Kingdom NG1 1GF



中文

擬定用途

該吸藥輔助器旨在與定量噴霧吸入器一同使用，向您的肺部注入醫療護理提供者開立的噴霧藥物。

小提示

- 1 給予稱讚和獎勵。
- 2 用玩具熊或娃娃進行「偽裝」，假裝在遊戲中使用吸藥輔助器。
- 3 如有可能，在兒童開心和不哭啼時進行治療。

請造訪 www.aerochamber.com，瀏覽「患者易用影片」

如何使用新型吸藥輔助器

該吸藥輔助器打開包裝即可直接使用。使用前請確保閱讀此類說明與吸入器隨附之說明。

Flow-Vu[®] 指示器

- 1 將吸入器插入吸藥輔助器的背板。
- 2 拆除吸入器的封蓋。
- 3 使用前請依吸入器隨附之說明隨即搖動吸入器。
- 4 將吸入器插入吸藥輔助器的背板。
- 5 戴上面罩保證有效密封。
Flow-Vu[®] 指示器 仅在面罩緊套于兒童面部時才會移動。
- 6 當 **Flow-Vu[®]** 指示器朝向兒童移動時，在開始緩慢吸入時按壓吸入器。使用 **Flow-Vu[®]** 指示器對呼吸進行計數。按壓吸入器後保持面罩處於有效密封狀態下呼吸 5-6 次。每次只按一 (1) 下吸藥器。
- 7 照吸入器隨附之說明等待一段時間後再重複第 3-6 步驟

清潔說明

該吸藥輔助器可直接打開包裝使用，應每週清洗一次。

- 1 卸下背板。
若要拆下前板，請按如上所示轉動吸藥輔助器。
- 2 將這些部件浸入溫和的餐具洗滌劑與溫水配製而成的溶液中，持續浸泡 15 分鐘。輕輕攪動。
或
然後在清水中漂洗各部件。
- 3 將這些部件放在洗碗機頂架上。確保該產品牢固放置且如圖所示正面朝上。
或
完成後將其從洗碗機中取出。
- 4 甩掉部件上的多餘水份，垂直放置，使其自然風乾。確保部件在重新安裝前已風乾。
- 5 若要重新裝配該產品，則將前板固定到吸藥輔助器的末端，然後用力轉動，直至其固定到位。
- 5 將背板上的對齊標記居中对準 **Flow-Vu[®]** 指示器，如圖所示。按下背板，使其牢固連接。

- 附註：
- 請於使用 12 個月後更換產品。
 - 本產品不含乳膠。
 - 切勿與他人共用此醫療器材。
 - 如果您發現吸藥輔助器殘留有藥物，請用軟布輕輕擦拭吸藥輔助器內部。
 - 建議不要跟過脏的餐具一同清洗。
 - 如果使用洗碗機清洗該產品，則應使用洗碗機專用光潔劑。
 - 洗碗機最高溫度不能超過 70° C。
- ⚠️ 小心：
• 請勿讓兒童單獨使用吸藥輔助器。本品並非玩具。